



Tables d'examen High-Low et High-Low PLUS

Manuel d'installation et d'utilisation





Table d'examen haut-bas

Table d'examen PLUS haut-bas



<i>Informations de sécurité</i>	2
<i>Informations importantes</i>	3
<i>Identification des composants</i>	5
<i>Caractéristiques</i>	6
<i>Installation</i>	8
<i>Opération</i>	16

<i>Entretien</i>	29
<i>Service</i>	30
<i>Accessoires</i>	31
<i>Options de cordon d'alimentation</i>	31
<i>Garantie</i>	32

L'enregistrement de votre produit Brewer est facile.

Allez simplement à brewercompany.com/contact/warranty-registration, remplissez les champs d'information et cliquez sur soumettre.

En enregistrant votre produit aujourd'hui, vous protégez mieux votre investissement pour l'avenir.



The Brewer Company, LLC
N88 W13901 Main Street, Suite 100
Menomonee Falls, WI 53051 États-Unis

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Informations de sécurité

La principale préoccupation de The Brewer Company est que l'exploitation et l'entretien des équipements soient effectués dans le respect de la sécurité des patients et du personnel soignant. Pour garantir un fonctionnement sûr et fiable:


- Lisez et comprenez toutes les instructions de ce manuel avant de tenter d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- S'assurer que le personnel concerné est informé du contenu du manuel. Cette responsabilité incombe à l'acheteur.
- Assurez-vous que ce manuel est situé à proximité de la table ou, si possible, fixé en permanence sur la table.

Symboles

	Un triangle jaune avec une bordure noire et un symbole noir avertit d'une situation dangereuse.
	Le cercle bleu avec un symbole blanc nécessite une action obligatoire pour éviter de provoquer une situation dangereuse.
	L'anneau rouge avec une barre diagonale et un symbole noir interdit une action pouvant entraîner une situation dangereuse.

Définitions

- **AVERTISSEMENT** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner mortelles ou des blessures graves.
- **PRUDENCE** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.
- **AVIS** indique une situation non liée à une blessure physique qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels.



Se référer au manuel



Connecter à la terre



Débrancher de la prise électrique



Fabricant



Date de fabrication



Pièce appliquée de type B



Risque de choc électrique



Risque de chute



Risque d'explosion



Risque d'incendie



Risque de pincement



Risque de trébuchement



Risque dossier descendre



Démarrage automatique



Ne poussez pas



Ne t'assois pas



Ne marche pas

INFORMATIONS IMPORTANTES

Général

Veillez lire attentivement et comprendre toutes les instructions d'utilisation, les consignes de sécurité et les consignes d'entretien contenues dans ce manuel avant d'utiliser la table. Familiarisez-vous avec toutes les fonctions de la table avant de l'utiliser avec un patient.

Table d'examen haute-basse Brewer Access (modèle 6000 La table d'examen Access High-Low PLUS (série modèle 6000PLUS) et la table d'examen Access High-Low PLUS (série modèle 6000PLUS) sont conçues pour assurer le positionnement et le soutien des patients lors des examens généraux effectués par des professionnels de la santé qualifiés.

Les tables d'examen Brewer Access High-Low et High-Low PLUS sont principalement utilisées en salle d'examen pour les examens généraux et les interventions mineures. La grande variété de positions offertes par un ou deux mouvements motorisés et le support de jambe coulissant en font des tables de positionnement sûres et pratiques pour les patients, idéales pour une utilisation en cabinet médical.

Les deux tables s'ajustent facilement à une grande variété de positions grâce à la pédale de commande pratique fournie. La hauteur de la table est réglable de 45,7 cm (18") à 94 cm (37"). L'assise des modèles 6001, 6501, 6801, 6001PLUS, 6501PLUS et 6801PLUS peut être réglée de la position horizontale normale à un angle de 5°. Le dossier est réglable de la position allongée à un angle de 80° pour s'asseoir.

Les tables d'examen Brewer Access High-Low PLUS peuvent être équipées de l'option de mobilité SafeGlide™. Celle-ci permet aux professionnels de santé de déplacer la table plus facilement dans la salle d'examen.

En plus des positions contrôlées mentionnées ci-dessus, plusieurs réglages manuels sont disponibles:

- Le support de jambe SafeGlide peut être étendu jusqu'à 45,7 cm (18") pour la position couchée du patient.
- Les étriers peuvent être étendus manuellement dans des positions infinies et dans quatre positions latérales.
- Un bac de traitement amovible est intégré sous le coussin d'extension de jambe pour être utilisé pendant les examens.
- Les poignées d'assistance au patient fixées de chaque côté de la table peuvent être tournées hors de leur position ou retirées pour un meilleur accès au patient.
- Un plan de travail traversant, rangé sous le siège, peut être retiré de chaque côté de la table.
- Les tiroirs de rangement situés à l'avant et sur les côtés de la table peuvent être utilisés pour les fournitures. Les tiroirs latéraux traversants peuvent être tirés de chaque côté de la table.
- Un couvercle de rangement à l'arrière de la table peut être soulevé pour stocker les rouleaux de papier.

INFORMATIONS IMPORTANTES (SUITE)

Service

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation ou le fonctionnement de votre table Brewer, appelez le service client Brewer au **1-800-558-8777**. Notre personnel qualifié tentera de vous aider à résoudre le problème directement par téléphone. Si une intervention est nécessaire, un technicien agréé pourra se rendre sur place.

Veillez remplir les informations suivantes pour les utiliser lorsque vous appelez The Brewer Company ou votre distributeur pour toute question concernant votre appareil. Voir Figure 1 pour l'emplacement du modèle et du numéro UDI.

Date d'achat _____

Numéro UDI _____

Numéro de modèle _____

Autorisé
Nom du concessionnaire _____

Concessionnaire
Numéro de téléphone _____

Adresse du concessionnaire _____




Figure 1. Numéro de modèle, numéro UDI et Emplacements des étiquettes de notation

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS




Figure 2. Présentation des composants

SPÉCIFICATIONS

Poids de la table

- Modèles 6000, 6001, 6500 et 6501..... 395 livres
- Modèle 6800 423 livres
- Modèle 6801 432 livres
- Modèles 6000PLUS/6001PLUS/
6500PLUS/6501PLUS 410 livres
- Modèle 6800PLUS 438 livres
- Modèle 6801PLUS 447 livres

Capacité de charge (maximale)

- Siège/Dossier 6800/6801/6800PLUS/6801PLUS 700 livres
- Siège/Dossier 6000/6001/6500/6501/
6000PLUS/6001PLUS/6500PLUS/6501PLUS..... 450 livres
- Support de jambe 50 livres
- Plan de travail traversant 15 livres
- Poignées d'assistance aux patients 100 livres

Gamme de sections arrière 0° (horizontal) à 80° ± 5°

Plage de hauteur du bac de table 18 ± 0,5 po à 37 ± 1,0 po

Plage d'inclinaison pelvienne

- Modèles 6001/6501/6801/6001PLUS/6501PLUS/
6801PLUS uniquement 0° (horizontal) à 6° (vers le haut)

Dimensions du coussin

- Dessus coussin ... 28 po de largeur x 60 po de longueur
- Support de jambe coussin..... 18 po de long x 18 po de large
- Longueur totale 60 pouces de long
- Avec support de jambe étendu 78 pouces de long

Exigences électriques

- **Modèles 6000/6500/6800/6000PLUS/6500PLUS/6800 PLUS** : 115 VCA nominal, 60 Hz, 6,0 ampères max.
- **Modèles 6001/6001PLUS**: 115 VCA nominal, 60 Hz, 6,0 ampères max.
- **6001/6501/6801/6001PLUS/6501PLUS/6801PLUS avec modèles de prise**: 115 VCA nominal, 60 Hz, 6,0 ampères max.
- **Modèles 6000-230/6500-230/6800-230**: 230 VCA nominal, 60/50 Hz, 3,0 ampères max.
- Charge maximale de Prise électrique 2,0 A

Calibre du fusible

- Option/Chauffant calibre du fusible 250 V/1,0 A
- Option/Chauffant et prise électrique calibre du fusible... 250 V/3,0 A

Cycle de service (10 %)..... 2 minutes allumées/18 minutes éteintes (durée de fonctionnement du moteur)

Cordon d'alimentation

- Longueur S'étend sur 70 po minimum à partir de la table
- Type (6000/6500/6800/6000PLUS/
6500PLUS/6800PLUS) Ci-joint
- Type (6001/6501/6801/6001PLUS/
6501PLUS/6801PLUS, 6000-230, 6500-230,
6800-230) Détachable
- Chefs d'orchestre Conducteur 18 AWG/3
- Grade Prise de qualité hospitalière

Type de protection contre les chocs électriques

- Modèle 6000/6500/6800/6000PLUS/
6500PLUS/6800PLUS Classe 2 Double isolation
- Modèles 6001/6501/6801/6001PLUS/
6501PLUS/6801PLUS Classe 1 avec mise à la terre
- Modèles 6000-230, 6500-230 et
6800-230 Classe 2 Double isolation
- Pièces appliquées au patient (tous les modèles)..... Type B

Type de protection contre la pénétration

de l'eau Pédale de commande IPX1

Tailles des rouleaux de papier

- Régulier 18 po x 3,5 po
- Long 21 po x 3,5 po

Certifications* UL60601-1; CAN-CSA C22.2 n° 601.1

Conditions de fonctionnement

- Plage de température 41°F à 104°F
- Plage d'humidité 10% à 80%

Transport et stockage

- Plage de température 14°F à 122°F
- Plage d'humidité 10% à 80%

 * Classé aux États-Unis et au Canada selon les normes énumérées ci-dessus.

Les modèles 230 V n'ont pas été évalués

SPÉCIFICATIONS (SUITE)



AVERTISSEMENT: Risque d'explosion/ d'incendie

N'utilisez pas cette table dans une atmosphère explosive ou riche en oxygène. Cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.



AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique

Lors de la réalisation d'une cautérisation ou d'un traitement similaire, le patient doit être isolé des parties métalliques de la table par des matériaux non conducteurs. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique.

AVIS: CERTIFICATIONS

Ce produit a été évalué en ce qui concerne les risques de choc électrique, d'incendie et de risques mécaniques uniquement conformément à la norme UL60601-1; CAN/CSA C22.2 No. 601.1

AVIS: Interférences électromagnétiques (EMI)

Ce produit est conçu et fabriqué pour minimiser les interférences électromagnétiques avec d'autres appareils. Cependant, si une interférence est constatée entre un autre appareil et ce produit, relevez l'appareil interférent de la pièce ou branchez ce produit sur un circuit isolé.

INSTALLATION

AVIS: Inspectez le carton et son contenu

Inspectez tous les cartons et leur contenu pour détecter tout dommage. Signalez immédiatement tout dommage au transporteur.

AVIS: Pas d'outils tranchants

Pour éviter d'endommager le coussin de la table ou les surfaces peintes, N'UTILISEZ PAS de couteau ou autre objet pointu pour ouvrir l'emballage.

Aperçu

Effectuez la séquence suivante, dans l'ordre, lors de la configuration de la table:

- Déballage de la table
- Nivelier la table
- Installation de la pédale de commande
- Installation du cordon d'alimentation
- Installation de poignées d'assistance aux patients

AVIS: Performances optimales de la table

Pour des performances optimales de la table, laissez-la atteindre la température ambiante avant de l'utiliser.

Déballage

Outils requis

- Perceuse-visseuse
- 7/16 " embout à douille, ou 7/16 " clé
- Embout Phillips n° 2
- Pince coupante latérale
- Chariot à meubles

Matériel requis

- Aucun

Instruction

1. Relevez les agrafes du carton tout autour du fond du conteneur, là où il est fixé à la palette. Utilisez une pince pour retirer les agrafes restantes.



PRUDENCE

Des dommages peuvent survenir si des agrafes sont laissées dans le carton.



Figure 3. Retrait du carton

2. Le carton est plus facile à retirer en soulevant l'extrémité du carton portant l'inscription « Do Not Lift ».

NOTE: Votre table sera dotée d'un film protecteur extensible et de micromousse.



PRUDENCE

Ne branchez pas l'alimentation électrique de la table avant d'avoir retiré tous les matériaux d'emballage.

INSTALLATION (SUITE)

3. Relevez le film étirable entourant la table.
4. Relevez les 4 à 6 supports d'expédition en acier fixant la table à la palette (Figure 4). Les supports s'accrochent aux niveleurs de table pour maintenir la table solidement sur la palette. Relevez les deux boulons de chaque support à l'aide d'une clé de 7/16" douille ou clé. Veillez à ne pas rayer l'appareil lorsque vous utilisez le tournevis ou tournez la clé. Relevez les supports des niveleurs Quand les boulons retirés.

NOTE: Vérifiez que tous les supports sont retirés. Le non-retrait d'un support de transport peut endommager le sol de l'établissement.




Figure 4. Retirer les supports d'expédition

5. Sur les tables HLT PLUS, relevez les deux boulons et le support métallique qui maintiennent le cadre de la table à la palette (Figure 5).

AVIS

Le non-respect de la procédure de déballage pourrait endommager les composants de l'option de mobilité et les biens à proximité.



Figure 5. Support HLT PLUS

6. Relevez les 2 vis fixant les entretoises de chaque côté du support en bois en forme de U situé sous les coins avant du meuble (Figure 6). Relevez les 2 vis fixant le support en U à la palette (Figure 6).




Figure 6. Retirer les vis d'espacement et de support en U

7. Coupez la sangle d'expédition et jetez la sangle et le tube en mousse (Figure 7).




Figure 7. Couper la sangle d'expédition

INSTALLATION (SUITE)

8. Assurez-vous que tous les matériaux d'expédition (à l'exception des supports et entretoises en bois) et la mousse d'emballage sont retirés de la table, de la palette et de la zone environnante.

NOTE: Pour retirer la table de la palette, vous devez d'abord la mettre sous tension et élever le siège de sa position d'expédition.

AVIS: Évitez les dommages dus à l'auto-activation

Brancher la table dans la prise avant de retirer tous les matériaux d'emballage peut provoquer des dommages en cas d'auto-activation.

9. Relevez la pédale de commande du tiroir arrière.
10. Insérez le cordon de la pédale de commande dans la prise située en bas du panneau arrière (Figure 8). Assurez-vous que les broches sont correctement orientées et que la fiche est bien en place. Tournez la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la fiche à la table.





Figure 8. Prises pour cordon d'alimentation et pédale de commande


NOTE: Certains modèles peuvent ne pas avoir de cordon d'alimentation amovible.

11. Pour les modèles 6001, 6501, 6801, 6501PLUS, 6801PLUS, 6000-230, 6500-230 et 6800-230, relevez le cordon d'alimentation du tiroir arrière. Le cordon d'alimentation est déjà installé sur les modèles 6000, 6500, 6800, 6000PLUS, 6500PLUS et 6800PLUS.



PRUDENCE

N'utilisez pas de rallonge sur la prise d'accessoires.



PRUDENCE

Connectez uniquement les éléments compatibles avec la table d'examen à la prise pour accessoires.

AVIS: Confirmer la tension et le type de prise

Consultez la page Spécifications pour connaître les caractéristiques électriques de cet appareil.



ATTENTION: utilisez une prise de terre

Pour éviter tout risque d'électrocution, branchez cet appareil sur une prise secteur avec terre. Branchez la fiche de terre du cordon d'alimentation de la table dans une prise de courant correspondante, polarisée et non isolée.

12. Branchez l'extrémité femelle du cordon d'alimentation dans la prise située en bas du panneau arrière (Figure 8). Branchez l'extrémité mâle du cordon d'alimentation sur une prise de 115 ou 230 V avec terre, selon votre configuration. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt noir de la pédale, situé à l'arrière de la table, est activé (Figure 9).

AVERTISSEMENT: Zone non dégagée Danger

Avant d'entamer le mouvement, éloignez le personnel et l'équipement de la table pour éviter les blessures corporelles ou les dommages à l'équipement.




Figure 9. Interrupteur marche/arrêt de la pédale de commande

INSTALLATION (SUITE)

13. Appuyez sur « Table Monter » sur la pédale de commande pour soulever le siège d'environ 1" (Figure 10).




Figure 10. Soulever le siège du support

14. Relevez le support en U en bois et les entretoises d'expédition à l'avant de la table.
15. Débranchez la pédale de commande et le cordon d'alimentation et placez-les dans le tiroir de rangement arrière (Figure 11). Le cordon d'alimentation des modèles 6000/6500/6800/6000PLUS/6500PLUS et 6800PLUS est fixé à la table. Il est conseillé de placer l'extrémité du cordon côté prise dans le tiroir de rangement arrière pour éviter de l'endommager lors du transport de la table.




Figure 11. Cordon d'alimentation et prises de commande au pied

AVIS: Évitez l'Inclinaison pelvienne et les dommages au coussin

Ne soulevez pas et ne déplacez pas la table en tirant sur le coussin du siège (Figure 12). Le fait de soulever le siège endommagera le mécanisme d'Inclinaison pelvienne (si équipé) et peut endommager le coussin.



Figure 12. Do Not Lift par le coussin

AVIS: Évitez d'endommager l'actionneur du dossier et le coussin

Ne jamais pousser le dossier vers l'avant pour déplacer la table. Cela endommagerait le mécanisme de réglage du dossier et pourrait endommager le coussin (Figure 13).



Figure 13. NE PAS appuyer sur le dossier

INSTALLATION (SUITE)

AVIS: Évitez d'endommager les étriers

Ne soulevez pas et ne déplacez pas la table en utilisant les étriers comme poignées. Cela pourrait endommager le boîtier interne de l'indexeur (Figure 14).




Figure 14. Do Not Lift par les étriers

16. Préparez l'avant de la table pour le levage en tirant le support de jambe d'environ 6" (Figure 15). NE PAS étendre complètement le support de jambe car cela pourrait endommager le mécanisme coulissant.




Figure 15. Support de jambe retiré 6"

17. Préparez l'arrière de la table pour le levage en tirant le tiroir supérieur arrière traversant vers un côté (Figure 16).




Figure 16. Levez le tiroir supérieur arrière traversant pour l'ouvrir

18. Positionnez le chariot à meubles près et perpendiculairement à la palette pour le transfert de la table (Figure 17).




Figure 17. Chariot de meubles prêt pour la table

INSTALLATION (SUITE)

19. Placez le personnel à l'avant et à l'arrière de la table. Les points de levage avant sont situés à gauche et à droite du support de jambe (Figure 18).




Figure 18. Points de levage avant

20. Les points de levage arrière sont assurés par les ouvertures de tiroir supérieures arrière traversantes sur les côtés gauche et droit (Figure 19, Figure 20, Figure 21).




Figure 19. Poignée arrière gauche




Figure 20. Main courante arrière droite




Figure 21. Points de levage arrière

AVIS

Poids de la table jusqu'à environ 447 lb.

Transfert des tables d'examen Hi-Low (voir ci-dessous pour les instructions du modèle PLUS)

1. Pour plus de sécurité, déplacez la table sur le chariot à meubles en deux étapes. Soulevez la table à la verticale, relevez-la à moitié de la palette et abaissez-la à la verticale (Figure 22).




Figure 22. Points de levage arrière

2. Obtenir de nouveaux points d'appui et de prise. Soulever la table, la déplacer vers le diable et l'abaisser.

3. Déplacez la table jusqu'à son emplacement définitif. Soulevez-la du chariot et posez-la en place. Ne poussez ni ne levez latéralement sur le support de pied lors du positionnement de la table (Figure 23).



Figure 23. Ne pas bouger avec le support de jambe complètement étendu

INSTALLATION (SUITE)
Transfert des tables d'examen Hi-Low PLUS

1. Pour plus de sécurité, déplacez la table sur le chariot à meubles en deux étapes. Avec quatre personnes, soulevez la table à la verticale et faites-la pivoter de 90° pour dégager le bloc de bois sur la palette d'expédition. Abaissez-la ensuite à la verticale.
2. Glissez le chariot sous l'AVANT de la table. Installez de nouveaux points d'appui et de nouvelles poignées. Soulevez la table, placez-la sur le chariot et abaissez-la.

NOTE: Le centre de gravité de la table HLT PLUS est situé vers l'avant. Positionnez la table sur le chariot en conséquence pour éviter tout basculement.

3. Déplacez la table jusqu'à son emplacement définitif. Soulevez-la du chariot et posez-la en place. Ne poussez ni ne levez latéralement sur le support de pied entièrement déployé lors du positionnement de la table (Figure 24).



Figure 24. Ne pas bouger avec le support de jambe complètement étendu

Niveler la table
Outils requis

- Aucun

Matériel requis

- Aucun

Instruction

Un patin de vis de nivellement (Figure 25) se trouve à 4 ou 6 emplacements sous la base de la table et le meuble arrière. Réglez les 4 ou 6 emplacements. Des patins de nivellement permettent une installation solide et plane. Cette opération est plus facile à réaliser lorsque la table est sur le chariot ou lors de la transition entre la palette et le chariot.

Avant d'utiliser l'option de mobilité EasyGlide sur les modèles PLUS, assurez-vous que les niveleurs arrière sont réglés de manière à ce que l'option de mobilité s'élève plus haut que les quatre niveleurs arrière. Pour ce faire, activez l'option de mobilité et vérifiez l'espace libre sous les niveleurs.




Figure 25. Tampon de vis de nivellement (situé sous la table)

AVIS: Évitez d'endommager le niveleur

Les niveleurs doivent rester dans la table et être complètement engagés d'au moins trois tours. Si les niveleurs ne sont pas complètement engagés dans la base, le filetage de la base et/ou du niveleur risque d'être endommagé.

AVIS: Évitez d'endommager le sol et de déplacer la table de manière indésirable

Assurez-vous que les capuchons sont présents sur tous les niveleurs (4 à 6). L'absence de capuchons peut entraîner un mouvement non optimal de la table ou endommager le sol de l'installation.

INSTALLATION (SUITE)
Installation du cordon d'alimentation (Modèles 6001, 6501, 6801, 6001PLUS, 6501PLUS et 6801PLUS)

1. Relevez le cordon d'alimentation du tiroir arrière et relevez l'emballage.
2. Insérez l'extrémité femelle du cordon d'alimentation dans la prise sur la table (Figure 26). Assurez-vous que la fiche est bien en place.




Figure 26. Prises pour cordon d'alimentation et pédale de commande

NOTE: Le cordon d'alimentation est installé en usine sur les modèles 6000, 6500, 6800, 6000PLUS, 6500PLUS et 6800PLUS.

AVIS: Confirmer la tension et le type de prise

Consultez la page des spécifications pour connaître les caractéristiques électriques de cet appareil. La fiche de terre à trois broches du cordon d'alimentation de la table doit être branchée sur une prise à trois broches correspondante, avec terre et non-prise isolée et correctement polarisée de 115 VCA ou 230 VCA.

Installation de la pédale de commande

1. Insérez la fiche mâle du cordon de la pédale de commande dans la prise de la table (Figure 26). Assurez-vous que les broches sont correctement orientées et que la fiche est bien en place.
2. Tournez la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la fiche à la table.

AVIS: Évitez d'endommager la pédale de commande

La pédale de commande est résistante à l'humidité et fonctionne à basse tension, éliminant ainsi tout risque d'électrocution. Cependant, pour éviter tout dommage temporaire ou permanent, ne l'immergez pas dans l'eau ou tout autre liquide.

Installation de poignées d'assistance aux patients

1. Relevez les poignées d'assistance au patient du tiroir et relevez l'emballage.
2. Installez les poignées d'assistance au patient de chaque côté car elles sont interchangeables.
3. Alignez la goupille de la poignée d'assistance du patient avec la fente correspondante sur le côté de la table. Voir Figure 27.




Figure 27. Poignée d'assistance au patient

4. Poussez la poignée d'assistance au patient jusqu'en bas et faites-la pivoter vers l'avant de la table.
5. Poussez la poignée d'assistance au patient vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche pour empêcher tout mouvement vers la gauche ou la droite.


AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique

Après avoir installé ou déplacé la table, assurez-vous qu'aucun fil n'est endommagé ou exposé, ce qui pourrait entraîner un choc électrique.

NOTE: Tous les cordons d'alimentation doivent être fournis par The Brewer Company.

OPÉRATION

Avant utilisation

ATTENTION: Lisez ce manuel
Lisez ce manuel avant d'utiliser la table d'examen Brewer Access High-Low ou High-Low PLUS.

AVERTISSEMENT: Risque d'explosion/ d'incendie
N'utilisez pas cette table dans une atmosphère explosive ou riche en oxygène. Cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique
Lors de la réalisation d'une cautérisation ou d'un traitement similaire, le patient doit être isolé des parties métalliques de la table par des matériaux non conducteurs. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique.




Figure 28. Commandes au pied

OPÉRATION (SUITE)

Modèles 6000, 6001, 6000PLUS et 6001PLUS

Les modèles 6000, 6001, 6000PLUS et 6001PLUS sont équipés d'une pédale de commande unique qui lève et abaisse le siège.

Modèles 6500, 6501, 6800, 6801, 6500PLUS, 6501PLUS, 6800PLUS et 6801PLUS

Les modèles 6500, 6501, 6800, 6801, 6500PLUS, 6501PLUS, 6800PLUS et 6801PLUS sont équipés d'une pédale de commande à double pédale permettant de monter et descendre le siège et le dossier. De plus, cette pédale offre les fonctions suivantes:

- **Retour à la présidence:** Lorsqu'on appuie dessus, la table revient automatiquement en position basse. Le dossier se relève complètement et la table s'abaisse complètement avant de s'arrêter. Pour interrompre le mouvement automatique, appuyez sur le bouton rouge d'arrêt ou sur n'importe quelle pédale de la pédale.
- **Arrêt:** Lorsqu'il est enfoncé, il arrête la fonction Retour à la présidence.
- **Lumière vert:** Indique que la pédale de commande est sous tension (l'interrupteur marche/arrêt de la pédale de commande à l'arrière de la table est sur ON).

AVIS: Fonctionnement non intentionnel
Pour éviter tout fonctionnement involontaire, éloignez tout objet étranger de la pédale de commande. Assurez-vous que la pédale ne soit pas placée sous l'avant de la table.

AVIS: Modèles 6500PLUS, 6501PLUS, 6800PLUS et 6801PLUS
Pour un fonctionnement optimal, n'exécutez pas la fonction Retour à la présidence lorsque vous activez ou désactivez l'option de mobilité EasyGlide.

AVIS: Retour à la présidence sans surveillance
Restez avec le patient et observez-le pendant le retour à la présidence. Il peut être nécessaire d'interrompre momentanément la fonction pour permettre au patient de se réajuster ou de retirer les obstacles avant de reprendre le mouvement. Appuyez sur le bouton "Return to Chair" pour reprendre le mouvement uniquement lorsque le patient s'est installé ou que les obstacles ont été retirés.

Interrupteurs de sécurité du siège et du dossier

Tous les modèles

Tous les modèles sont équipés d'interrupteurs de sécurité. Ils sont situés à l'intérieur de l'arrière du siège, sur le dossier et sous le siège. Chaque interrupteur arrête automatiquement la descente en cas d'obstacle. (Figure 29).




Figure 29. Interrupteurs de sécurité du siège et du dossier

Interrupteur de siège

Tous les modèles sont équipés d'interrupteurs sur le dessous du siège (Figure 29) Ces dispositifs arrêtent automatiquement la descente du siège si la plaque inférieure entre en contact avec un objet pendant la descente. Pour poursuivre la descente, appuyez sur la pédale "TABLE MONTER" (Figure 28), éliminez l'obstruction et continuez à descendre le siège.

OPÉRATION (SUITE)
Interrupteur de dossier Dossier motorisé

Les modèles 6500, 6501, 6800, 6801, 6500PLUS, 6501PLUS, 6800PLUS et 6801PLUS sont équipés d'interrupteurs de sécurité intégrés au dossier, qui arrêtent automatiquement l'abaissement de l'assise et du dossier en cas d'obstacle. Pour poursuivre l'abaissement du siège et du dossier, appuyez sur la pédale "Table monter" ou "Dossier monter" (Figure 28), éliminez l'obstruction et continuez à descendre le dossier.

Dossier manuel

Les modèles 6000, 6001, 6000PLUS et 6001PLUS à dossier manuel sont équipés d'interrupteurs de sécurité intégrés au dossier qui arrêtent automatiquement la descente du siège en cas d'obstacle. Pour continuer à descendre le siège, appuyez sur la poignée de déverrouillage du dossier pour le relever (Figure 2), éliminez l'obstruction et continuez à descendre le siège.

Interrupteur marche/arrêt de la pédale de commande
Tous les modèles

L'interrupteur marche/arrêt de la pédale de commande (situé à l'arrière de l'armoire arrière [Figure 30]) Peut être réglé sur ARRET pour désactiver le mouvement de l'assise et du dossier de la table. L'alimentation du tiroir chauffant (le cas échéant) et des autres parties de la table restera active.




Figure 30. Interrupteur marche/arrêt de la pédale de commande

Support de jambe SafeGlide™

Le support de jambe est situé sous le coussin du siège (Figure 31). Il peut être prolongé de 18". Pour la position ventrale du patient, levez le support de jambe jusqu'à sa position complètement déployée. Pour le remettre en position de repos, poussez l'extension vers l'intérieur.




Figure 31. Support de jambe extractible


AVERTISSEMENT: Risque de chute

Ne laissez pas le patient s'asseoir sur la partie de la table réservée aux jambes. Cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Coussin de soutien pour les jambes

Le coussin de support de jambe peut être glissé sous le siège avec le support de jambe étendu pour un accès facile au bac de traitement (Figure 32). En repoussant le support de jambe, les patins du coussin s'insèrent dans les fentes. Le coussin ressortira avec le support de jambe lors du prochain retrait.




Figure 32. Glisser le coussin du pied vers l'arrière

OPÉRATION (SUITE)
Bac de traitement

Un bac de traitement amovible est intégré sous le coussin de soutien des jambes pour faciliter l'examen. Levez complètement le support et relevez le coussin ou glissez-le sous le siège pour accéder au bac (Figure 33). Relevez le bac de traitement pour le nettoyer.




Figure 33. Bac de traitement

Tiroir avant

Un tiroir de rangement pour les fournitures est situé à l'avant de la table. Les modèles 6001, 6501, 6801, 6001PLUS, 6501PLUS et 6801PLUS sont équipés d'un tiroir chauffant activé par un interrupteur situé au-dessus du tiroir (Figure 34).

NOTE: L'élément chauffant est situé au-dessus du tiroir et diffuse une chaleur rayonnante sur son contenu. Les articles les plus proches de l'élément seront plus chauds que ceux situés au fond du tiroir. Évitez d'empiler les instruments ou de les laisser basculer et entrer en contact avec l'élément.




Figure 34. Interrupteur de tiroir chauffant et tiroir avant

OPÉRATION (SUITE)
Porte-rouleau de papier

Pour changer un rouleau de papier, placez le papier dans le support situé à l'arrière du dossier du siège (Figure 35). Levez l'extrémité du rouleau sur le dessus du dossier du siège et placez-le dans la position souhaitée.




Figure 35. Installation du rouleau de papier

Stockage du papier

Avec le dossier en position verticale, soulevez le couvercle à l'arrière de la table pour accéder au compartiment de rangement du papier (Figure 36).




Figure 36. Tiroirs latéraux de rangement et de passage de papier

Tiroirs latéraux traversants

Deux tiroirs de rangement sont intégrés dans l'armoire de table pour les fournitures (Figure 36). Les tiroirs peuvent être retirés de chaque côté de la table.

Installation des butées de tiroir

Une option de la table d'examen Brewer Access permet aux tiroirs latéraux arrière de l'armoire de ne s'ouvrir que d'un seul côté. Pour ce faire, installez une butée pour chaque tiroir. Les butées sont incluses ; les pièces détachées sont emballées et placées dans un tiroir arrière. L'installation de ces butées empêchera l'utilisation du tiroir de ce côté. Il appartient à l'utilisateur de décider de quel côté, le cas échéant, installer ces butées.

Pour installer les butées de tiroir:

1. Levez les tiroirs du côté de l'utilisation souhaitée.
2. Sur le côté opposé du meuble, vissez la butée du tiroir (Figure 37). Veuillez noter qu'une seule butée est nécessaire par tiroir.
3. Fermez les tiroirs traversants du côté de l'utilisation souhaitée.




Figure 37. Butées de tiroir

OPÉRATION (SUITE)
Plan de travail traversant

Un plan de travail traversant, rangé sous le siège (Figure 38), peut être tiré de chaque côté de la table. Saisissez le bord du plan de travail et levez jusqu'à ce qu'il soit complètement déployé. Repoussez-le complètement pour le ranger après utilisation.


AVERTISSEMENT: Risque de chute

La Plan de travail est conçue pour supporter 15 lb et n'est pas conçue pour servir de siège. S'asseoir sur la Plan de travail pourrait la plier, la casser ou la table à faire basculer, ce qui présenterait un risque de chute et pourrait entraîner des blessures, voire mortelles.




Figure 38. Plan de travail traversant

Retrait du plan de travail pour le nettoyage

1. Poussez la Plan de travail pour révéler une vis en plastique blanche.
2. Relevez la vis en plastique blanche (Figure 39).
3. Levez le plan de travail vers vous et relevez-le.
4. Réinsérez la vis après avoir remis la Plan de travail en place.




Figure 39. Emplacement de la vis d'arrêt en plastique blanc

OPÉRATION (SUITE)
Poignées d'assistance aux patients

En position avant (utilisation normale), les poignées d'assistance au patient se verrouillent en place, empêchant toute rotation vers la gauche ou vers la droite.

Les poignées d'assistance au patient peuvent être tournées vers le côté ou vers l'arrière de la table pour un meilleur accès et une meilleure stabilité du patient. Levez sur la poignée d'assistance au patient et tournez-la jusqu'à la position souhaitée. La poignée se verrouille en position avant, latérale et arrière (Figure 40).

La poignée d'assistance au patient peut être retirée de la table en tirant sur la poignée d'assistance au patient, en la faisant pivoter à 90°, puis en la soulevant hors de son support.

AVIS: Versions des poignées d'assistance aux patients

Certaines poignées d'assistance aux patients ne se verrouillent que dans (2) positions: avant et latérale.




Figure 40. Réglage des poignées d'assistance au patient

Étriers réglables
Utilisation des étriers

1. Pour utiliser les étriers, saisissez l'extrémité de l'étrier et levez-le directement hors de la table (Figure 42). Soulevez légèrement tout en faisant glisser l'étrier vers l'extérieur.

NOTE: Appliquer une pression vers le bas lors du retrait de l'étrier de la table peut rendre le mouvement difficile. Cette résistance est normale et fait partie du mécanisme de verrouillage par friction de l'étrier.

2. Dépliez l'étrier vers le haut jusqu'à la position complètement ouverte.
3. Ajustez l'étrier à la longueur souhaitée en le faisant glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Réglage latéral de l'étrier

1. Soulevez légèrement l'extrémité de l'étrier, puis faites-le pivoter vers l'extérieur jusqu'à la position souhaitée.
2. Lorsque la position souhaitée est atteinte, abaissez l'étrier pour enclencher le mécanisme de verrouillage latéral (Figure 41 et Figure 42).
3. Vérifiez que le mécanisme de verrouillage latéral est engagé en essayant de déplacer l'ensemble d'étrier d'un côté à l'autre sans soulever l'extrémité de l'étrier.




Figure 41. Mécanisme de verrouillage de l'étrier

OPÉRATION (SUITE)
Stockage des étriers

1. Pour ranger les étriers dans la table, saisissez l'extrémité de l'étrier et levez-le droit jusqu'à son extension complète.
2. Repliez l'étrier contre la barre, puis faites-le pivoter vers la position latérale la plus intérieure et faites-le glisser vers la position rangée.




Figure 42. Étriers

AVIS: Utilisez l'étrier uniquement comme prévu

N'utilisez aucune partie de l'étrier pour fixer un appareil. La garantie serait annulée.



OPÉRATION (SUITE)

Hauteur de la table

La table peut être réglée à n'importe quelle hauteur entre 18" à 37" (Figure 43).




Figure 43. Positionnement de la hauteur de la table

1. Pour relever la table, appuyez sur la pédale Table Monter et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte, puis relâchez la pédale.
2. Pour descendre la table, relevez le dossier en position verticale, puis appuyez et maintenez la pédale de descente de la table jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte, puis relâchez la pédale.
3. Appuyez sur le bouton bleu pour activer la fonction Retour à la présidence (Figure 44).



AVERTISSEMENT: Risque de pincement

Gardez vos mains à l'écart de la zone située entre le bac de table coussin et le meuble de la table lors du réglage des positions.

Bouton Retour à la présidence
Modèles 6500, 6501, 6800, 6801, 6500PLUS, 6501PLUS, 6800PLUS et 6801PLUS




Figure 44. Descente avec retour à la présidence

AVIS: Protection de limite de course de l'actionneur

Chaque fonction de commande s'arrête automatiquement lorsque la fin de course MONTER ou DESCENDRE est atteinte. Si la pédale est enfoncée alors que la course est atteinte, l'actionneur ne fonctionne pas. Des capteurs empêchent le moteur de l'actionneur de fonctionner lorsque la fin de course est atteinte, prévenant ainsi son usure.

AVIS: Protection par fusible

Le système de contrôle est protégé par un fusible afin d'éviter une consommation de courant excessive susceptible de l'endommager. Si le fonctionnement ne reprend pas après une période de refroidissement d'une heure, veuillez contacter Brewer au 1-800-558-8777.

OPÉRATION (SUITE)

Dossier du siège

Le dossier peut être réglé à n'importe quel angle entre l'horizontale et 80°.

AVIS : Pour descendre complètement le dossier

La table doit être surélevée à une hauteur de 28 " avant que le dossier puisse être abaissé en position horizontale (Figure 45).

Dossier manuel pneumatique (modèles 6000, 6001, 6000PLUS et 6001PLUS)

1. Pour descendre le dossier du siège, appuyez sur le dossier du siège tout en tirant la poignée de déverrouillage vers le haut.



PRUDENCE

Risque d'abaissement du dossier

Appuyer sur la poignée de déverrouillage manuel du dossier alors que le patient est assis sur la table peut entraîner un abaissement rapide du dossier. Abaissez le dossier progressivement en appuyant et en relâchant la poignée. Laisser le dossier s'abaisser d'un seul mouvement peut blesser le patient.

2. Pour relever le dossier, placez la main sur le dossier pour l'empêcher de remonter brusquement, puis levez la poignée de déverrouillage vers le haut. Le dossier se verrouillera dans la position souhaitée lorsque vous relâchez la poignée.

NOTE: Le vérin pneumatique du dossier n'exerce pas suffisamment de force pour soulever le dossier avec un patient allongé sur la table.




Figure 45. Réglage du dossier du siège - modèle actuel peut paraître différent

Dossier électrique (modèles 6500, 6501, 6800, 6801, 6500PLUS, 6501PLUS, 6800PLUS et 6801PLUS)

1. Pour descendre le dossier du siège, appuyez sur la pédale dossier descendre et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'angle souhaité soit atteint, puis relâchez la pédale.
2. Pour relever le dossier du siège, appuyez sur la pédale de recul et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'angle souhaité soit atteint, puis relâchez la pédale.

AVIS: Actionneur de retour d'alimentation-Pousser uniquement

Sur les modèles à dossier motorisé, le dossier est positionné par un vérin à poussée seule qui le soulève. Lorsqu'il est abaissé, le vérin se rétracte et la gravité provoque l'abaissement du dossier.

AVIS: Évitez le fonctionnement continu

Le système de commande de la table comprend un disjoncteur thermique pour la protéger contre la surchauffe. Si la table est utilisée en continu et que la température de fonctionnement autorisée dépasse celle autorisée, le disjoncteur thermique se coupe. Si le fonctionnement normal cesse, n'essayez pas d'utiliser la table. Laissez-la refroidir 10 à 15 minutes avant de la réutiliser. Le disjoncteur thermique se réinitialise automatiquement lorsqu'il atteint une température de fonctionnement sécuritaire.

OPÉRATION (SUITE)

Inclinaison pelvienne manuelle (Modèles 6001, 6501, 6801, 6001PLUS, 6501PLUS et 6801PLUS)

La fonction d'Inclinaison pelvienne manuelle règle l'angle du siège à 0° (horizontal) ou 6° (haut).

Levez sur l'avant du siège et l'Inclinaison pelvienne se déplace automatiquement vers la position d'inclinaison verrouillée (Figure 46).




Figure 46. Réglage de l'Inclinaison pelvienne

AVIS: Enclenchement du mécanisme d'Inclinaison pelvienne

Tirer avec une force excessive peut endommager le mécanisme d'Inclinaison pelvienne. Soulevez-le uniquement avec la force nécessaire pour l'enclencher.

Pour descendre le siège, soulevez le levier de réglage et abaissez le siège en position horizontale.

AVIS: Abaissement du mécanisme d'Inclinaison pelvienne

Le patient doit être retiré de la table avant d'abaisser le mécanisme d'Inclinaison pelvienne.

Tiroir chauffant avant (Modèles 6001, 6501, 6801, 6001PLUS, 6501PLUS et 6801PLUS)

Les modèles 6001, 6501, 6801, 6001PLUS, 6501PLUS et 6801PLUS sont équipés d'un tiroir chauffant qui s'allume grâce à un interrupteur situé au-dessus du tiroir (Figure 47).




Figure 47. Interrupteur de chauffage du tiroir avant

AVIS: Chargement correct du tiroir avant

N'empilez pas les instruments dans le tiroir avant. Placez-les sur une seule couche au fond du tiroir.

OPÉRATION (SUITE)

Prise électrique (Modèles 6001 (en option), 6501, 6801, 6501PLUS et 6801PLUS)

Les modèles 6001, 6501, 6801, 6501PLUS et 6801PLUS sont équipés d'une prise (Figure 48). La charge totale maximale pouvant être branchée sur la prise est de 2 ampères.




Figure 48. Prise de table

AVIS: Puissance de Prise électrique maximale

Brancher un appareil sur la prise située sur le côté de la table avec une puissance nominale supérieure à 2 ampères peut faire sauter le fusible situé à l'arrière de la table.

Option de mobilité EasyGlide (Option disponible pour tous les modèles PLUS)

Pour activer l'option de mobilité EasyGlide (déployer les roues sur la table pour permettre le déplacement dans la salle d'examen):

1. Assurez-vous que la table est alimentée en électricité (le cordon d'alimentation est branché).
2. Localisez l'interrupteur d'activation de la mobilité EasyGlide à l'avant de la table, sous le siège coussin.
3. Tournez l'interrupteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position supérieure indiquée dans Figure 49, indiqué par l'autocollant de mouvement de la table.



Figure 49. Interrupteur d'option de mobilité EasyGlide

4. Attendez que les roues centrales s'abaissent (jusqu'à six secondes). Quand les roues déployées, l'interrupteur rotatif s'allumera.

OPÉRATION (SUITE)

Quand EasyGlide déployé, la table peut être tournée et déplacée dans la salle d'examen pour faciliter le nettoyage et le positionnement du matériel médical nécessaire aux examens. Les utilisateurs peuvent ajuster la position du siège afin que les poignées d'assistance soient à une hauteur confortable lors du déplacement de la table d'examen. Saisissez l'avant des poignées d'assistance pour déplacer la table (Figure 50).

NOTE: Si la table ne dispose pas de poignées d'assistance, poussez et/ou levez depuis l'avant du siège coussin. Ne soulevez pas le dessous du coussin de siège.



Figure 50. Poignées d'assistance de positionnement pour déplacer la table

Pour désactiver l'option de mobilité EasyGlide (rétracter les roues de la table et désactiver le mouvement):

1. Assurez-vous que la table est alimentée en électricité (le cordon d'alimentation est branché).
2. Localisez l'interrupteur d'activation de la mobilité EasyGlide à l'avant de la table, sous le siège coussin.
3. Tournez l'interrupteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position basse (indiquée par l'autocollant indiquant l'absence de mouvement de la table). Quand les roues complètement rentrées, l'interrupteur s'éteint.

Avertissements/Précautions/Avis concernant l'option de mobilité EasyGlide

	<p>AVERTISSEMENT: Risque de chute</p> <p>La fonction de mobilité n'est pas destinée à être utilisée avec un patient sur la table.</p>
--	--

	<p>AVERTISSEMENT: Risque de pincement</p> <p>Avant et pendant la descente, tenez le personnel et l'équipement à l'écart de la table afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à l'équipement. Les options de mobilité peuvent rester actives même si le voyant de l'interrupteur est éteint.</p>
--	--

	<p>ATTENTION: Risque de pincement</p> <p>La table d'examen ne doit être déplacée qu'avec les tiroirs de rangement, la Plan de travail et l'extension des jambes enfoncés/non déployés.</p>
--	---

	<p>ATTENTION: Risque de pincement</p> <p>Si l'alimentation est coupée, la fonction de mobilité restera active. Les options de mobilité peuvent rester actives même si le voyant de l'interrupteur est éteint.</p>
--	--

AVIS	<p>L'option de mobilité EasyGlide permet de déplacer la table d'examen pour le nettoyage et la désinfection, ou pour accueillir d'autres équipements de la salle d'examen. Pour savoir comment déplacer la table hors de la salle d'examen, veuillez consulter les instructions d'installation de ce document.</p>
-------------	--

AVIS	<p>Pour un fonctionnement optimal, n'exécutez pas la fonction Retour à la présidence lorsque vous activez ou désactivez l'option de mobilité EasyGlide.</p>
-------------	---

	<p>PRUDENCE</p> <p>L'option de mobilité EasyGlide est conçue pour être utilisée sur des sols plats ou quasi plats. Une utilisation sur des surfaces irrégulières peut entraîner des mouvements involontaires.</p>
--	--

	<p>PRUDENCE</p> <p>Ne tournez pas l'interrupteur de mobilité EasyGlide lorsque la table n'est pas branchée pour éviter que l'interrupteur n'indique un état erroné.</p>
--	--

	<p>ATTENTION: Démarrage automatique</p> <p>Quand branché, l'option de mobilité EasyGlide passera à l'état indiqué s'il n'y est pas déjà.</p>
--	---

AVIS	<p>L'option de mobilité EasyGlide fonctionne mieux avec le dossier relevé.</p>
-------------	--

AVIS	<p>L'interrupteur marche/arrêt n'a aucun impact sur le fonctionnement de l'option de mobilité EasyGlide.</p>
-------------	--

ENTRETIEN

	<p>AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique</p> <p>Avant d'effectuer l'entretien de la table, débranchez la fiche de la prise murale. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique.</p>
--	--

	<p>PRUDENCE</p> <p>Utilisez la prise uniquement pour alimenter l'équipement destiné à faire partie du système électrique médical.</p>
--	--

Maintenance préventive

AVIS: Fixations desserrées et composants endommagés	<p>Le non-respect des inspections périodiques de la table peut entraîner des dommages à l'équipement.</p>
--	---

- Inspectez la table tous les 6 mois.
- Inspectez périodiquement le système électrique cordon pour s'assurer qu'il est exempt de coupures ou de dommages, le cas échéant.
- Inspectez les fonctions mécaniques pour assurer un fonctionnement satisfaisant.
- Vérifiez les fixations pour vous assurer qu'elles sont présentes et bien serrées.
- Lubrifiez les pièces mobiles (comme la charnière arrière) avec un lubrifiant silicone de qualité alimentaire. Couvrez la zone environnante pour la protéger des projections excessives. Essuyez l'excédent de lubrifiant. Ne lubrifiez pas la poutre ni le mécanisme de verrouillage au niveau de l'étrier.




Figure 51. Lubrification de la charnière du dossier

AVIS : Dysfonctionnement de la table	<p>En cas de dysfonctionnement de la table, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise et aidez le patient à descendre de la table. Réparez la table avant utilisation.</p>
---	--

Entretien de la table

AVIS: Essuyez immédiatement les déversements!	<p>Le revêtement résiste à la plupart des taches médicales, mais peut être endommagé par les solvants et les colorants. Éliminez immédiatement tout liquide renversé sur le revêtement.</p>
--	---

L'utilisation de produits de nettoyage inappropriés sur les tables Brewer peut réduire leur durée de vie. Suivez toujours les consignes de nettoyage Brewer. Vous pouvez consulter les dernières directives sur brewercompany.com/resources.

Élimination appropriée

Suivez les directives locales et nationales pour l'élimination appropriée du produit.

SERVICE



AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique

Avant d'effectuer l'entretien de la table, débranchez la fiche de la prise murale. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique.

Remplacement du fusible

Tables avec tiroir chauffant et prise (Modèles 6001 et 6001PLUS avec prise, 6501, 6801, 6501PLUS et 6801PLUS)



Figure 52. Les tables avec prise et tiroir chauffant utilisent un seul fusible de 3A

1. Débranchez la table de la prise murale.
2. Le fusible est situé à l'arrière de la table près du cordon d'alimentation.
3. Poussez le capuchon du porte-fusible avec un tournevis plat et tournez d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le capuchon et le fusible.
4. Remplacez le fusible par un fusible Brewer 2102490, 3A 250V.
5. Poussez le nouveau fusible dans le capuchon.
6. Poussez le capuchon avec le fusible dans le support et tournez d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'installer.
7. Branchez la table dans une prise murale.
8. Vérifiez le bon fonctionnement du tiroir chauffant et de la prise.

Tables avec tiroir chauffant uniquement (Modèles 6001 et 6001PLUS sans prise)



Figure 53. Les tables avec tiroir chauffant et sans prise utilisent deux fusibles de 1A

1. Débranchez la table de la prise murale.
2. Les fusibles sont situés à l'arrière de la table, près du cordon d'alimentation.
3. Enfoncez le capuchon du porte-fusible à l'aide d'un tournevis plat et tournez-le d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le capuchon et le fusible.
4. Remplacez le fusible par un fusible Brewer 100777, 1A 250V.
5. Poussez le nouveau fusible dans le capuchon.
6. Poussez le capuchon avec le fusible dans le support et tournez d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'installer.
7. Branchez la table dans une prise murale.
8. Vérifiez le bon fonctionnement du tiroir chauffant.







ACCESSOIRES

Consultez le site Web de Brewer (www.brewercompany.com) pour obtenir une liste des accessoires actuels.

OPTIONS DE CORDON D'ALIMENTATION

AVIS

Cette table doit être utilisée avec le cordon d'alimentation fourni par Brewer. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie des composants électriques.

Type de fiche du cordon d'alimentation	Numéro de pièce du brasseur	Pays généralement utilisés dans
 EU1-16P, CEE 7/7	101941	Thaïlande Laos Vietnam Philippines Indonésie Cambodge
 CH1-10P	101942	Chine Mongolie
 UK2-15P (BS 546 A)	101493	Macao Bangladesh
 UK1-13P, -BS 1363A	101944	Birmanie Hong Kong Singapour Malaisie
 KSC-8305 SK1-16P	101945	Corée du Sud
 AU1-10P	2102545	Australie

GARANTIE

Pour obtenir des informations sur la garantie du brasseur:

Enregistrer votre produit Brewer est simple. Rendez-vous simplement sur brewercompany.com/contact/warranty-registration, remplissez les champs d'information et cliquez sur envoyer. En enregistrant votre produit dès aujourd'hui, vous protégez votre investissement pour l'avenir.