

Access[®] 1000 Table d'examen à hauteur fixe



Caractéristiques

Hautement personnalisable

- Le dessus de coussin amovible et facile à connecter est disponible dans les configurations standard et pédiatrique
- Accessoires supplémentaires en option pour répondre de façon économique aux besoins du cabinet

Expérience patient améliorée

- Grand marchepied robuste à surface antidérapante intégrée pour une meilleure sécurité du patient
- Plateforme stable et rembourrée avec une capacité de poids de 227 kg pour le patient, supportant confortablement les patients de toutes morphologies
- Poignées d'assistance patient multi-positions en option dimensionnées pour des transitions plus sûres et un auto-positionnement plus facile du patient
- Coussins sans coutures et surface de marchepied intégrée facilitant le nettoyage et la prévention des infections

Un accès plus ergonomique

- Les coins arrondis et les bords adoucis protègent les patients et les soignants, tout en améliorant l'accès aux patients
- Tiroir latéral traversant positionné à hauteur de taille pour réduire les flexions et les torsions
- Tiroir avant stratégiquement positionné pour que les soignants n'empiètent pas sur l'espace personnel du patient

Spécifications du tableau

- **Capacité de poids:** 227 kg (500 lbs)
- **Hauteur d'assise:** 82,6 cm (32.5")
- **Longueur:** 147,3 cm extensible à 182,9 cm (58" - 72")
- **Longueur de la table pédiatrique:** 51"; extensible à 65" (129,5 cm - 165,1 cm)
- **Longueur d'extension de jambe:** 35,6 cm (14")
- **Largeur du coussin:** 69,2 cm (27.25")
- **Largeur de la table pédiatrique:** 66 cm (26")
- 119 litres de stockage (4.2 cubic feet)
- **Tiroir avant:** 53,1 cm x 47,8 cm x 9,7 cm (20.9" x 18.8" x 3.8")
- **Tiroir latéral:** 58,4 cm x 88,4 cm x 17,8 cm (23" x 34.8" x 7")
- **Capacité de stockage des rouleaux de papier:** peut contenir des rouleaux de papier jusqu'à 53,3 cm (21")
- Facile à connecter, coussin supérieur amovible

- Prise 120VAC, 60Hz
- Garantie de 5 ans, la meilleure du secteur
- Coussin sans coutures, facile à nettoyer
- Deux séparateurs de tiroirs latéraux pour l'organisation
- Grand marchepied robuste à surface antidérapante intégrée

Fonctionnalités facultatives

- Prise électrique de qualité hospitalière
- Chauffage de tiroir avant de 60 watts
- Inclinaison pelvienne de 5 degrés

Certifications

Tous les produits Brewer sont conformes aux codes et réglementations de l'industrie électrique et médicale américaine et canadienne et satisfont ou dépassent les exigences de l'industrie.

- UL 60601-1
- CAN-CSA C22.2 No. 601.1
- ISO 13485:2016

Modèles:

Modèles recommandés:

- **1000A**
Top rembourré standard, dos pneumatique, tiroir arrière passe-travers, étriers ergonomiques et réceptacle électrique 120V
- **1000A-NR**
Top rembourré standard, dos pneumatique, tiroir arrière passante et étriers ergonomiques
- **1001A**
Top rembourré standard, dos pneumatique, tiroir arrière passe-travers, étriers ergonomiques, inclinaison pelvienne, réceptacle électrique 120V et chauffe-tiroir
- **1001A-NR**
Top rembourré standard, dos pneumatique, tiroir arrière passe-travers, étriers ergonomiques, inclinaison pelvienne et chauffe-tiroir
- **1000P**
Tiroir arrière rembourré pédiatrique et pass-travers

Accessoires:

- **3500920:**
Aide Poignées (*installé en usine*)
- **98464:**
Bac de traitement en acier inoxydable
- **3500286:**
Béquilles articulées de luxe avec kit de montage
- **100253-TG:**
Système de bac de récupération d'urologie
- **3500288:**
Diviseurs de tiroir avant
- **3500347:**
Brewer Support de la lampe d'examen Welch Allyn[®] IV (*installé en usine*)
- **3500398:**
Brewer Support de la lampe d'examen Welch Allyn[®] IV (*installé sur site*)
- **3500305:**
Sangle de fixation en papier
- **3500077:**
Coussin de repose-pieds

Créez une expérience patient-prestataire de qualité.

Modèles recommandés	1000A	1000A-NR	1001A	1001A-NR	1000P
Capacité de poids	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Standard ou pédiatrique	Standard	Standard	Standard	Standard	Pédiatrique
Poignées d'assistance aux patients	une option	une option	une option	une option	
Étriers	✓	✓	✓	✓	
Tiroir chauffant			✓	✓	
Inclinaison pelvienne			✓	✓	
Capacité de stockage	119 litres	119 litres	119 litres	119 litres	119 litres
Diviseurs de tiroirs latéraux	✓	✓	✓	✓	✓
Récepteur électrique	✓		✓		

Couleurs disponibles.



Clamshell
21



Gunmetal
22



Feather
23



Black Satin
24



Saddle
25



Tapestry
26



Cabernet
27



Cocoa
28



Deep Sea
29



Ivy
30



Deep Sapphire
31



Blue Fog
32

Besoin d'un aperçu plus détaillé ? Contactez-nous pour recevoir des échantillons de nos vinyles ou matériaux de base.

Couleurs personnalisées disponibles.



1-888-273-9371 | [BrewerCompany.com](https://www.BrewerCompany.com)

La différence Brewer.

Les plus fonctionnalités
de sécurité de
l'industrie.

La seule garantie de
5 ans de l'industrie.

Fabriqué aux
États-Unis dans
le Midwest.