

Versa™ Table d'examen à hauteur fixe



Caractéristiques

Hautement personnalisable

- Le dessus de coussin amovible et facile à connecter est disponible dans les configurations standard et pédiatrique
- Accessoires supplémentaires en option pour répondre de façon économique aux besoins du cabinet

Expérience patient améliorée

- Grand marchepied robuste à surface antidérapante intégrée pour une meilleure sécurité du patient
- Plateforme stable et rembourrée avec une capacité de poids de 227 kg pour le patient, supportant confortablement les patients de toutes morphologies
- Poignées d'assistance patient multi-positions en option dimensionnées pour des transitions plus sûres et un auto-positionnement plus facile du patient
- Coussins sans coutures et surface de marchepied intégrée facilitant le nettoyage et la prévention des infections

Un accès plus ergonomique

- Les coins arrondis et les bords adoucis protègent les patients et les soignants, tout en améliorant l'accès aux patients
- Tiroir latéral traversant positionné à hauteur de taille pour réduire les flexions et les torsions
- Tiroir avant stratégiquement positionné pour que les soignants n'empiètent pas sur l'espace personnel du patient

Spécifications du tableau

- **Capacité de poids:** 227 kg (500 lbs)
- **Hauteur d'assise:** 82,6 cm (32.5")
- **Longueur:** 147,3 cm extensible à 182,9 cm (58" - 72")
- **Longueur de la table pédiatrique:** 51"; extensible à 65" (129,5 cm - 165,1 cm)
- **Longueur d'extension de jambe:** 35,6 cm (14")
- **Largeur du coussin:** 69,2 cm (27.25")
- **Largeur de la table pédiatrique:** 66 cm (26")
- 119 litres de stockage (4.2 cubic feet)
- **Tiroir avant:** 53,1 cm x 47,8 cm x 9,7 cm (20.9" x 18.8" x 3.8")
- **Tiroir latéral:** 58,4 cm x 88,4 cm x 17,8cm (23" x 34.8" x 7")
- **Capacité de stockage des rouleaux de papier:** peut contenir de rouleaux de papier jusqu'à 53,3 cm (21")
- Facile à connecter, coussin supérieur amovible
- Garantie de 5 ans, la meilleure du secteur
- Coussin sans coutures, facile à nettoyer
- Deux séparateurs de tiroirs latéraux pour l'organisation
- Grand marchepied robuste à surface antidérapante intégrée

Fonctionnalités facultatives

- Prise électrique de qualité hospitalière
- La sangle de fixation en papier sur le dessus standard offre plus de commodité
- Poignées d'assistance au patient
- Prise 120VAC, 60Hz
- Chauffage de tiroir avant de 60 watts
- Inclinaison pelvienne de 5 degrés
- Étriers ergonomiques
- Coussin repose-pieds

Certifications

Tous les produits Brewer sont conformes aux codes et réglementations de l'industrie électrique et médicale américaine et canadienne et satisfont ou dépassent les exigences de l'industrie.

- UL 60601-1
- CAN-CSA C22.2 No. 601.1
- ISO 13485:2016

Modèles:

Modèles recommandés:

- **1000AX-XXDX-XXX-__** [code couleur à 2 chiffres]
Modèle standard
- **1000AX-XSDT-RHX-__** [code couleur à 2 chiffres]
Modèle standard avec étriers, Inclinaison pelvienne, prise et tiroir chauffant avant
- **1000AX-HXDX-XXX-__** [code couleur à 2 chiffres]
Modèle standard avec poignées d'assistance
- **1000AX-HSDT-RHX-__** [code couleur à 2 chiffres]
Modèle standard avec poignées d'assistance, étriers, Inclinaison pelvienne, prise et tiroir chauffant
- **1000PX-XXDX-XXX-__** [code couleur à 2 chiffres]
Modèle pédiatrique

Accessoires:

- **98464:**
Bac de traitement en acier inoxydable
- **3500286:**
Béquilles articulées de luxe avec kit de montage
- **100253-TG:**
Système de bac de récupération d'urologie
- **3500288:**
Diviseurs de tiroir avant
- **3500347:**
Brewer Support de la lampe d'examen Welch Allyn® IV (*installé en usine*)
- **3500398:**
Brewer Support de la lampe d'examen Welch Allyn® IV (*installé sur site*)
- **3500305:**
Sangle de fixation en papier
- **3500077:**
Coussin de repose-pieds

Créez une expérience patient-prestataire de qualité.

| Modèles recommandés | 1000AX-XXDX-XXX | 1000AX-XSDT-RHX | 1000AX-HXDX-XXX | 1000AX-HSDT-RHX | 1000PX-XXDX-XXX |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capacité de poids | 227 kg |
| Standard ou pédiatrique | Standard | Standard | Standard | Standard | Pédiatrique |
| Poignées d'assistance aux patients | | | ☑ | ☑ | |
| Étriers | | ☑ | | ☑ | |
| Tiroir chauffant | | ☑ | | ☑ | |
| Inclinaison pelvienne | | ☑ | | ☑ | |
| Capacité de stockage | 119 litres |
| Diviseurs de tiroirs latéraux | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Coussin de repose-pieds | une option |

Couleurs disponibles.



Clamshell
21



Gunmetal
22



Feather
23



Black Satin
24



Saddle
25



Tapestry
26



Cabernet
27



Cocoa
28



Deep Sea
29



Ivy
30



Deep Sapphire
31



Blue Fog
32

Besoin d'un aperçu plus détaillé ? Contactez-nous pour recevoir des échantillons de nos vinyles ou matériaux de base.

Couleurs personnalisées disponibles.



1-888-273-9371 | BrewerCompany.com

La différence Brewer.

Les plus fonctionnalités de sécurité de l'industrie.

La seule garantie de 5 ans de l'industrie.

Fabriqué aux États-Unis dans le Midwest.