

Access[®] Table d'examen à hauteur fixe



Caractéristiques

Soins avancés aux patients

- Réduisez le risque de blessures pour les patients et le personnel, ce qui pourrait nuire aux profits, grâce à un grand marchepied et à une accessibilité facile
- Préservez l'espace de la salle d'examen et faites gagner du temps aux cliniciens grâce à jusqu'à 30% de surface de rangement supplémentaire dans les tiroirs pour maximiser les espaces restreints de la salle d'examen
- Améliorez la satisfaction des patients et contribuez aux efforts de contrôle des infections grâce au coussin supérieur d'Access
- Réduisez votre coût total de possession grâce à notre garantie de cinq ans, leader du secteur, pour une tranquillité d'esprit

Qualité supérieure

- Garantie standard de cinq ans, leader du secteur
- Fabriqué aux États-Unis
- Certifié IEC 60601
- Le coussin sans couture offre un nettoyage facile et un contrôle des infections

Ergonomie et Confort

- Coussin multicouche sans couture de série
- Dossier pneumatique simple pour un positionnement facile du patient
- Étriers ergonomiques réglables et intégrés

Spécifications du tableau

- **Capacité de poids:** 227 kg (500 lbs)
- **Hauteur d'assise:** 81,3 cm (32")
- **Longueur:** 145,5 cm extensible à 180,3 cm (57.3" - 71")
- **Longueur d'extension de jambe:** 34,8 cm (13.7")
- **Largeur du coussin:** 67,3 cm (26.5")
- 147 litres de stockage (5.2 cu ft)
- Tiroirs latéraux traversants accessibles depuis le côté droit ou gauche de la table
- **Tiroir avant:** 50,3 cm x 48,8 cm x 9,7 cm (19.8" x 19.2" x 3.8")
- **Tiroirs latéraux:** 57,4 cm x 51,3 cm x 17,8 cm (22.6" x 20.2" x 7")
- **Capacité de stockage des rouleaux de papier:** peut contenir des rouleaux de papier jusqu'à 53,3 cm (21")
- **Dimensions des marches:** 45 cm x 51,8 cm x 20,3 cm (17.7" x 20.4" x 8")
- Garantie de 5 ans, la meilleure du secteur
- Coussin sans coutures, facile à nettoyer
- Prise 115 VCA, 60 Hz, 5,8 A max
- Extension de jambe et bac à déchets en plastique
- Inclinaison pelvienne de 5 degrés en option et chauffage du tiroir avant de 60 watts
- Coussin de repose-pieds en option

Certifications

Tous les produits Brewer sont conformes aux codes et réglementations de l'industrie électrique et médicale américaine et canadienne et dépassent les exigences de l'industrie.

- UL 60601-1
- CAN-CSA C22.2 No. 601.1
- ISO 13485:2016

Modèles

Modèles recommandés:

- **5000**
Table d'examen Access avec dossier pneumatique, étriers et sortie
- **5001**
Table d'examen Access avec dossier pneumatique, étriers, sortie, Inclinaison pelvienne et tiroir chauffant
- **5000-SP-CN**
Modèle standard avec dossier pneumatiques et étriers
- **5001-SP-CN**
Modèle standard avec dossier pneumatique, étriers, Inclinaison pelvienne et tiroir chauffant

Accessoires:

- **98464:**
Bac de traitement en acier inoxydable
- **100253:**
Système de bac de récupération d'urologie
- **100407:**
Séparateurs de tiroirs avant (jusqu'à 7 peuvent être commandés)
- **102022:**
Brewer Support de la lampe d'examen Welch Allyn[®] IV (installé en usine)
- **102023:**
Brewer Support de la lampe d'examen Welch Allyn[®] IV (installé sur site)
- **3500077:**
Coussin de repose-pieds

Créez une expérience patient-prestataire de qualité.

Modèles	5000-SP-CN	5000	5001-SP-CN	5001
Capacité de poids	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Étriers	☑	☑	☑	☑
Tiroir chauffant			☑	☑
Inclinaison pelvienne			☑	☑
Capacité de stockage	147 litres	147 litres	147 litres	147 litres
Prise électrique		☑		☑
Diviseurs de tiroir avant	une option	une option	une option	une option
Coussin de repose-pieds	une option	une option	une option	une option

Couleurs disponibles.



Besoin d'un aperçu plus détaillé? Contactez-nous pour recevoir des échantillons de nos vinyles ou matériaux de base.

Couleurs personnalisées disponibles.



1-888-273-9371 | BrewerCompany.com

La différence Brewer.

Les plus fonctionnalités de sécurité de l'industrie.

La seule garantie de 5 ans du secteur.

Fabriqué aux États-Unis dans le Midwest.