

FLEX™ High-Low PLUS Table d'examen électrique



Caractéristiques

Sécurité avancée

- L'extension de jambe exclusive SafeGlide™ augmente la sécurité et la satisfaction
- Les poignées d'assistance ComfortGrip™ facilitent les transferts et les réglages, améliorant ainsi l'autonomie et la sécurité du patient pendant les examens (*en option*)
- Fonction de retour au fauteuil sur les modèles à dossier électrique
- L'interrupteur marche/arrêt anti-éfraction limite les mouvements accidentels
- Deux zones de sécurité empêchent les blessures lors du déplacement de la table
- Hauteur basse de 45,7 cm (18") qui s'élève à 94 cm (37"), tous deux conformes à l'ADA
- Facile à mettre et à enlever pour les patients
- Le dossier électrique s'ajuste pour un positionnement facile du patient*

*Des modèles à dossier pneumatique sont également disponibles

Confort des patients

- Transferts latéraux faciles en fauteuil roulant
- Coussin de soutien multi-densité
- Étriers ergonomiques réglables (*en option*)
- Extension des orteils/jambes et bac à déchets en plastique

Commodité du clinicien

- Plan de travail traversant Mayo sur le côté de la table (*en option*)
- **Tiroir avant:**
50,2 cm x 63,5 cm x 10,2 cm (19.75" x 19.25" x 4")
- **Le porte-rouleau de papier accepte:**
Rouleaux de 53,3 cm et 45,7 cm (21" & 18")

Spécifications du tableau

- 317 kg (700 lb) capacité de poids
- Poignées d'assistance au patient ComfortGrip™ (*en option*)
- Étriers ergonomiques réglables de série (modèles 5701PLUS et 5801PLUS)
- La commande au pied est livrée de série
- Garantie standard de 5 ans
- **Hauteur:** 45,7 cm - 94 cm (18"-37") — Les deux hauteurs sont conformes à l'ADA
- **Longueur:** 152,4 cm, s'étend à 198,1 cm (60" - 78")
- **Largeur du coussin:** 71,1 cm (28")
- **Longueur d'extension de jambe SafeGlide™:** 45,7 cm (18")
- Prise 115 VCA, 60 Hz
- Actionneurs sûrs à basse tension
- Jusqu'à 6 degrés d'inclinaison pelvienne
- Chauffage de tiroir avant de 60 watts
- Coussin sans coutures et facile à nettoyer

Certifications

Tous les produits Brewer sont conformes aux codes et réglementations de l'industrie électrique et médicale américaine et canadienne et satisfont ou dépassent les exigences de l'industrie.

- UL 60601-1
- CAN-CSA C22.2 No. 601.1
- ISO 13485:2016

Accessoires:

- **3500687PLUS:**
Système de mobilité EasyGlide™
- **99505:**
Bac de traitement en acier inoxydable
- **99502:**
Une pince à douille universelle
- **99504:**
Béquilles articulées de luxe pour genoux*
- **100253-TG:**
Système de bac de récupération d'urologie
- **100407PLUS:**
Diviseurs de tiroir avant
- **3500077:**
Coussin de repose-pieds
- **100540:**
Deux adaptateurs de support pour béquilles de genou (*installés en usine*)
- **100550:**
Deux adaptateurs de support pour béquilles de genou (*installés sur site*)
- **102031PLUS:**
Brewer Support de la lampe d'examen Welch Allyn® IV (*installé en usine*)
- **102032PLUS:**
Brewer Support de la lampe d'examen Welch Allyn® IV (*installé sur site*)

*Nécessite deux 99502 et un 100540 ou 100550

Kits optionnels

- **2102894PLUS:**
Étriers pour 5700PLUS/5800PLUS (*jeu de deux, installés en usine*)
- **2102898PLUS:**
Étriers pour 5700PLUS/5800PLUS (*jeu de deux, installation sur site*)
- **2102891PLUS:**
Poignées d'assistance patient ComfortGrip™ (*jeu de deux, installées en usine*)
- **2102895PLUS:**
Poignées d'assistance patient ComfortGrip™ (*jeu de deux, installation sur site*)
- **2102892PLUS:**
Plan de travail traversant Mayo (*installé en usine*)
- **2102896PLUS:**
Plan de travail traversant Mayo (*installé sur site*)



Créez une expérience patient-prestataire de qualité.

Modèles	5700PLUS	5701PLUS	5800PLUS	5801PLUS
Capacité de poids	317 kg	317 kg	317 kg	317 kg
Hauteur d'assise de 45 cm (18") conforme aux normes ADA	☑	☑	☑	☑
Base de puissance	☑	☑	☑	☑
Dossier électrique			☑	☑
Dossier manuel	☑	☑		
Poignées d'assistance aux patients	une option	une option	une option	une option
Étriers	une option	☑	une option	☑
Inclinaison pelvienne et tiroir chauffant		☑		☑
Prise électrique		☑		☑
Plan de travail	une option	une option	une option	une option
Mobilité	une option	une option	une option	une option

Couleurs disponibles.



Besoin d'un aperçu plus détaillé? Contactez-nous pour recevoir des échantillons de nos vinyles ou matériaux de base.

Couleurs personnalisées disponibles.



1-888-273-9371 | BrewerCompany.com

La différence Brewer.

Les plus fonctionnalités de sécurité de l'industrie.

La seule garantie de 5 ans de l'industrie.

Fabriqué aux États-Unis dans le Midwest.