

Assist Table de procédure électrique

Caractéristiques

Sécurité avancée

- La hauteur d'assise de 48,3 cm (19"), conforme à l'ADA, permet des transferts latéraux en fauteuil roulant en toute sécurité
- L'interrupteur marche/arrêt anti-effraction limite les mouvements accidentels
- Hauteur basse de 48,3 cm (19") qui s'élève à 101,6 cm (40"), les deux conformes à l'ADA
- Facile à mettre et à enlever pour les patients

Confort des patients

- Transferts latéraux faciles en fauteuil roulant
- Coussin sans couture multi-densité et facile à nettoyer
- Étriers ergonomiques réglables standard
- La plage d'inclinaison jusqu'à 30 degrés permet un véritable positionnement Trendelenburg

Commodité pour le clinicien

- Permet une transition rapide d'un type de procédure à l'autre pour un débit accru

Spécifications du tableau

- 204 kg (450 lb) capacité de poids
- Étriers ergonomiques réglables fournis de série
- La commande au pied est livrée de série
- La meilleure garantie de l'industrie de 3 ans
- **Hauteur:** 48,3 cm – 101,6 cm (19"-40")
— Les deux hauteurs sont conformes à l'ADA
- **Longueur:** 175,3 cm extensible jusqu'à 203,2 cm avec appui-tête et repose-jambes (69" - 80")
- **Longueur en position verticale:** 101,6 cm (40")
- **Largeur du coussin:** 71,1 cm (28")
- **Repose-jambes:** 41,9 cm x 28,6 cm (16.5" x 11.25")
- **Appui-tête:** 34,9 cm x 29,8 cm (13.75" x 11.75")
- **Base:** 61 cm largeur x 91,4 cm longueur (24"W x 36"L)
- 115 VCA, 60 Hz
- Actionneurs sûrs à basse tension
- Le porte-rouleau de papier coulissant accepte les rouleaux de 53,3 cm et 45,7 cm (21" & 18")
- Plage d'inclinaison/ Trendelenburg: jusqu'à 30 degrés
- Coussin sans coutures et facile à nettoyer
- Pendentif manuel standard sur AssistPRO (modèle 7500)

Certifications

Tous les produits Brewer sont conformes aux codes et réglementations de l'industrie électrique et médicale américaine et canadienne et satisfont ou dépassent les exigences de l'industrie.

- UL 60601-1
- CAN-CSA C22.2 No. 601.1
- ISO 13485:2016



Modèles:

Modèles recommandés:

- **7000**
Brewer Assist Table de procédure électrique
- **7500**
Brewer AssistPRO Table de procédure électrique

Spécifications supplémentaires pour AssistPRO modèle 7500:

- Commande à main et commande au pied intuitives incluses
- Quatre positions préférées peuvent être programmées dans la mémoire de la table
- Basculement automatique pour plus de sécurité

Accessoires:

- **99497**
Barres d'appui (*qté 2*)*
- **99499:**
Support de bras articulé*
- **99500:**
Kit de commande à main pour Assist 7000
- **99501:**
Rails de siège latéraux (*qté 2*)
- **99502:**
Pince à douille universelle (*qté 1*)
- **99504:**
Béquilles articulées de luxe (*gauche et droite*) **
- **100253:**
Système de bac de drainage urologique
- **102024:**
Brewer Support de la lampe d'examen Welch Allyn® IV (*installé en usine*)
- **102025:**
Brewer Support de la lampe d'examen Welch Allyn® IV (*installé sur site*)

* Nécessite une commande de #99501

** Nécessite une commande de #99501 et deux commandes de #99502

Créez une expérience patient-prestataire de qualité.

Modèles	7000	7500
Capacité de poids	204 kg	204 kg
Conforme à l'ADA Hauteur du siège	✓	✓
Appui-tête réglable	✓	✓
Plage d'inclinaison jusqu'à 30°	✓	✓
Coussin sans couture	✓	✓
Étriers ergonomiques	✓	✓
Garantie standard de 3 ans	✓	✓
Positions programmables		✓
Commande à main inclus		✓



Position de Trendelenbourg



Position de lithotomie



Poste de proctologie

Couleurs disponibles.



Clamshell
21



Gunmetal
22



Feather
23



Black Satin
24



Saddle
25



Tapestry
26



Cabernet
27



Cocoa
28



Deep Sea
29



Ivy
30



Deep Sapphire
31



Blue Fog
32

Besoin d'un aperçu plus détaillé? Contactez-nous pour recevoir des échantillons de nos vinyles ou matériaux de base.

Couleurs personnalisées disponibles.



BREWER

1-888-273-9371 | BrewerCompany.com

La différence Brewer.

Les plus fonctionnalités
de sécurité de
l'industrie.

La seule garantie de
3 ans de l'industrie.

Fabriqué aux
États-Unis dans
le Midwest.

LIT-M-072-FR RévA